

Invacare® | **Leo**



Robuust, betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken

De *Invacare Leo* is een scooter die ontworpen is voor iedereen die zijn onafhankelijkheid wil behouden en zonder hulp op pad wil gaan. Met een ongekend niveau van veiligheid en degelijkheid is de *Invacare Leo* een betrouwbare metgezel. Met de *Invacare Leo* kunt u met een gerust hart op pad voor uw dagelijkse uitstapjes, excursies en ontspannende vrijetijdsbestedingen weg van huis. Met zijn robuuste chassis, krachtige motor, intelligente elektronica en onderscheidend uiterlijk is de **Leo** een uitstekende keuze voor alle vervoerswensen.



Yes, you can.®



Voor een veilige, krachtige rit

De **Invacare Leo** biedt een soepele gang in een scooter die gemakkelijk te besturen en manoeuvreren is. Het lichtpakket van de **Leo** omvat richtingaanwijzers die automatisch uitgaan en een krachtig remlicht. Wanneer de accu leeg raakt is dit niet alleen zichtbaar op het display, maar ook hoorbaar middels een piepend geluid.

Compact

De **Leo** is een compacte mini scootmobiel, die gemakkelijk gedemonteerd kan worden voor vervoer tijdens langere reizen of weekendtrips. Met zijn vlotte rijden en gemakkelijke manoeuvreerbaarheid, worden krappe bochten in het plaatselijke winkelcentrum of bijvoorbeeld in het museum kinderlijk eenvoudig. De accu en de electronica van de **Leo** zijn eenvoudig bereikbaar wat onderhoud eenvoudig maakt.

Betrouwbaar

Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de **Leo** hen overal brengt. Of het nu gaat om een rit in het park of een winkeltrip, de **Leo** is geschikt en betrouwbaar dankzij de exceptioneel hoogwaardige electronica en zijn kracht. Deze elementen zijn beschermd tegen corrosie, vuil en

water, zodat de werking gewaarborgd is. De 2-staps vrijloop voorkomt dat de scooter per ongeluk in de vrijloop komt. Het ontwerp van het verlichtingssysteem zorgt ervoor dat wanneer er een lamp uitvalt de rest blijft branden.

Eigenschappen en accessoires




Instellen stuurkolom

Gebruikers kunnen eenvoudig de stuurkolom afstellen op de gewenste positie.



Remlicht

Waarschuwt achterliggers dat de scootmobiel vaart mindert.



Comfort zitting

Geleiderails voor verstelling van de positie van de zitting.



2-staps vrijloop

Voorkomt dat de scootmobiel per ongeluk in de vrijloop komt.

Eigenschappen en accessoires



Ingebouwde spatborden

Beschermt elektronica en motor tegen vuil en water.



Demonteerbaar in 5 delen

Geen gereedschap benodigd om de Invacare **Leo** te (de) monteren.



Stokkenhouder

Houder voor twee krukken of stokken.



Sluitbare koffer voorop

Veilige koffer voor persoonlijke bezittingen.



Veiligheidsgordel

Houdt de gebruiker goed in de stoel.



Achteruitkijkspiegel

Kan links of rechts worden gemonteerd.



Heavy Duty beschermhoes

Houdt de scootmobiel schoon en droog.




Laadkit voor thuis

Verwijder eenvoudig de batterijen om op te laden met de laadkit voor thuis.



Stoelvering







Voegt extra comfort toe tijdens het rijden.













Windscherm

Beschermt de gebruiker tegen wind.

Technische gegevens

						
4-wiel	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm	590 mm	1220 mm
3-wiel	470 mm	410 mm	460 - 560 mm	475 mm	590 mm	1200 mm

						
4 -wiel	59 kg (excl. accu's) 83 kg (incl. accu's)	136 kg	2 x 36 Ah	2620 mm	60 mm	70 mm
3-wiel	54 kg (excl. accu's) 78 kg (incl. accu's)	136 kg	2 x 36 Ah	2320mm	60 mm	70 mm

				
4 wheels	10°	240 W	38 km	8 km/u
3 wheels	10° *	240 W	36 km	8 km/u

* Zitting maximaal in de 5de stand vanaf de voorzijde.

Chassiskleur



Bekleding



Zwart

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

Leo - NL - 12/2013

